



Приглашение №22

КГП на ПХВ «Жанакорганская межрайонная больница» приглашает Вас принять участие в государственных закупках Правила организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг способом закупки запроса ценовых предложений в соответствии с главой 9 постановления Правительства Республики Казахстан «Правила организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» от 04 июня 2021 года №375. Закупаемые товары приложение №1.

В случае согласия Вам необходимо предоставить ценовое предложение глава 9 настоящих правил по адресу Кызылординская область, пос. Жанакорган, ул. Абдолла Алтый Сулеймен №1А 3 этаж, каб №328 до 10.00 часов 08.06.2022г.

Главный врач



Усейнов С.А

Приложение №1

№лота	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Амбулаторный монитор артериального давления.	комп	1	1285472	1285472
2	Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру.	комп	1	1454880	1454880
3	Кабель ЭКГ	шт	1	283500	283500
4	Манжета нормального размер	шт	1	73500	73500

Главный врач



Усейнов С.А

Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание				
1	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны)	Амбулаторный монитор артериального давления.				
2	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны)	Амбулаторный монитор артериального давления.				
3	Требования к комплектации	№ п/п	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)	
		Основные комплектующие				
		1	Прибор Амбулаторный монитор артериального давления	Питание: 2 NiCd аккумулятора или NiMH батарейки AA Дисплей: жидкокристаллический Способ измерения АД:осциллометрический Датчик давления: пьезоэлектрический Диапазон измерений: АД : 20-280 мм рт.ст. ЧСС: 40-160 уд./мин. Точность измерений: АД : ±3 мм рт.ст. ± 2% ЧСС: ±5% Хранение данных : более 600 измерений АД, позволяет мониторировать более 48 часов.Твердотельная энергонезависимая память Интерфейс для передачи данных: серийный вход RS232 через оптоволоконный кабель для большей защиты пациента и помехо-	1 шт.	

		защитности Точность измерения артериального давления: алгоритм измерения АД имеет соответствие стандарту BHS аналогично прибору АВРМ-04 Нагнетание: компрессор с автоматическим управлением Определение размера манжеты: автоматическое (от педиатрической до большой) Надежность измерений: максимальное давление при нагнетании 300 мм рт.ст.; клапан аварийного спуска для случая неисправности в системе питания (например, при изъятии батареек) Понижение давления и спуск воздуха: автоматический клапан для регулируемого сброса давления Габариты: 70 x 99 x 30 мм Масса: 240 г / вместе с элементами питания	
Дополнительные комплектующие			
2	Сумочка для аппарата	Сумочка для транспортировки аппарата	1 шт.
3	Руководство по эксплуатации	Руководство по эксплуатации аппарата Амбулаторный монитор артериального давления	1 шт.
4	Манжета нормальных размеров	Определение размера манжеты: автоматическое (от педиатрической до большой) Надежность измерений: максимальное давление при нагнетании 300 мм рт.ст.;	1 шт.
5	Интерфейс оптического соединения с ПК	Кабель для соединения с ПК	1 шт.
6	Компакт диск с программным обеспечением	Программное обеспечение для обработки данных с оборудования	1 шт.
Расходные материалы и изнашиваемые узлы:			

4	Требования к условиям эксплуатации	Условия работы: темп. окружающей среды +10 to +45 °C Влажность 10 to 95 % Атмосферное давление 70 to 106 кПа Условия хранения: темп. окружающей среды -20 to +50 °C Влажность 10 to 95 %			
5	Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	DDP пункт назначения			
6	Срок поставки МТ и место дислокации	60 календарных дней Адрес: Кызылординская область Жанакорганский район ул Б.Майлин №61			
7	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замену или восстановление отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий			



Главный врач

Усейнов С.А

Приложение №2

Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание			
1	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны)	Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру.			
2	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны)	Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру.			
		№ п/п	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
3	Требования к комплектации	Основные комплектующие			
		1	Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру	Память внутренняя Период записи до 168 часов (7 суток) Размеры 67 x 93 x 21 мм ЖК дисплей 48 x 28 мм Вес 92 гр. (без батареи и ЭКГ кабеля) Кнопки управления: 3 кнопки управления меню, 1 – событие Питание: батарея AA – 1 шт Частота дискретизации: 300, 600, 1200 Гц, 12 бит Распознавание кардиостимулятора	1 шт.

			аппаратное Связь с ПК через мини USB Количество каналов 3 или 12 (7 или 10 проводов)		
	<i>Дополнительные комплектующие</i>				
	2	ЭКГ кабель	ЭКГ кабель с 7 или 10 отведениями	1 шт.	
	3	USB кабель	Кабель для соединения с ПК	1 шт.	
	4	Набор одноразовых электродов для ЭКГ	Одноразовые электроды для присоединения с ЭКГ кабелем, 1 упаковка – 30 штук	1 упаковка	
	5	Компакт диск с программным обеспечением	Программное обеспечение для обработки данных с оборудования	1 шт.	
	6	Сумка для аппарата	Чехол для переноски и транспортировки оборудования без комплектующих. Изготовлен из тканевой основы.	1 шт.	
	<i>Расходные материалы и изнашиваемые узлы:</i>				
	7	Батареи типа AA	Батареи питания	1 шт.	
	8	Руководство пользователя		1 шт.	
4	Требования к условиям эксплуатации Условия работы: темп. окружающей среды +10 to +45 °С Влажность 10 to 95 % Атмосферное давление 70 to 106 кПа Условия хранения: темп. окружающей среды -20 to +50 °С Влажность 10 to 95 %				
5	Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)				
6	Срок поставки МТ и место дислокации				
7	Условия гарантийного сервисного DDP пункт назначения 60 календарных дней Адрес: Кызылординская область Жанакорганский район ул. Б.Майлин №61 Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев				

	обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурсе составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий
--	--	--



Главный врач

Усейнов С.А

Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание																
1	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны)	Расходные материалы к РЕГИСТРАТОРУ, КОМБИНИРОВАННОМУ MEDITECH ДЛЯ АМБУЛАТОРНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЭКГ ПО ХОЛТЕРУ CARD(X)PLORE С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ, (MEDITECH LTD., ВЕНГРИЯ) PK-MT-7№007532 ОТ 09.10.2015																
3	Требования к комплектации	<table><tr><th>№ п/п</th><th>Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)</th><th>Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ</th><th>Требуемое количество (с указанием единицы измерения)</th></tr><tr><td colspan="4">Основные комплектующие</td></tr><tr><td colspan="4">Дополнительные комплектующие</td></tr><tr><td>1</td><td>Манжета нормального размер</td><td>Многоразовый Размер 25 x 32 см Метод: Осциллометрический Способ измерения: Ручной/автоматический/постоянный</td><td>1 шт.</td></tr></table>	№ п/п	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)	Основные комплектующие				Дополнительные комплектующие				1	Манжета нормального размер	Многоразовый Размер 25 x 32 см Метод: Осциллометрический Способ измерения: Ручной/автоматический/постоянный	1 шт.
		№ п/п	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)													
		Основные комплектующие																
		Дополнительные комплектующие																
1	Манжета нормального размер	Многоразовый Размер 25 x 32 см Метод: Осциллометрический Способ измерения: Ручной/автоматический/постоянный	1 шт.															

				Диапазон измерения от 20 до 260 мм рт.ст.	
	7	Кабель ЭКГ	Кабель ЭКГ на 7 отведений для Card(x)plore		1 шт.
5	Условия осуществления поставки МТ <i>(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)</i>				
6	Срок поставки МТ и место дислокации 60 календарных дней Адрес: Кызылординская область Жанакорганский район ул Б.Майлин №61				



Главный врач

Усейнов С.А