

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ
ЖАНАҚОРҒАН АУДАНЫ
КӨП БЕЙІНДІ ОРТАЛЫҚ
АУРУХАНАСЫ
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРТІЗУ
ЫҒЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК
АУРУХАНАСЫ

Шығыс № 03-11483
16.10.2024 ж.

Приглашение №20

КГП на ПХВ «Жанакорганская многопрофильная центральная районная больница» приглашает Вас принять участие в государственных закупках Правила организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг способом закупки запроса ценовых предложений в соответствии с главой 3 постановления Правительства Республики Казахстан «Правила организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» от 07 июня 2023 года №110. Закупаемые товары приложение №1.

В случае согласия Вам необходимо предоставить ценовых предложение глава 3 настоящих правил по адресу Кызылординская область, пос Жанакорган, ул Абдолла Алтый Сулеймен №1А 3 этаж, каб №328 до 10.00 часов 23.10.2024г.

Главный врач



Ршымбетов.М

Приложение №1

№лота	Наименование	Ед.изм.	Кол/во	Цена	Общ сумма
1	Аппарат для УВЧ-терапии со ступенчатой регулировкой мощности УВЧ-60 Мед Теко,	шт	1	1985000	1985000
2	Прибор низкочастотной электротерапии Радиус-01	шт	1	1350000	1350000
3	Электрокардиограф 12 канальный Электрокардиограф с экраном 141 мм Монитор, современным медицинским оборудованием компактного размера для осуществления процесса регистрации изменений биоэлектрического потенциала сердечной мышцы в мануальном или автоматическом режиме. Данное оборудование может использоваться для проведения электрокардиографического исследования по протокола Особенности: Аппарат позволяет фиксировать данные по 3, 6 или 12 отведениям с использованием различным методик расположения электродов; Возможность одномоментной печати на ленте 1-3-4-6 каналов, отображаемых в вертикальной ориентации на бумаге; Графический монитор с TFT- матрицей позволяет просматривать в комфортном для оператора режиме результатов кардиограммы с различными конфигурациями каналов; Автоматическая печать ЭКГ при появлении электрических признаков нарушения сердечного ритма, что способствует значительной экономии расходных материалов; После размещения подключенных электродов, запись ЭКГ начинается автоматически; Возможность печати диагностических сведений на листе форматом А4; Интегрированная система диагностики основного ЭКГ-кабеля; Предусмотрен полностью ручной режим для реализации специальных исследовательских задач; Для управления функционалом используется 14-клавишная клавиатура; Манипулятор с эргономичной конструкцией упрощает эксплуатационный процесс; Пользовательский интерфейс, предполагает индивидуальную настройку параметров для 10 пользователей системы; Возможность быстрого подключения периферического оборудования; Четкое определение сигналов имплантированного кардиостимулятора. Характеристики: Возможность вывода на печать и на экран есть цифровой или	шт	1	1120000	1120000

буквенной информации				
Возможность отключения и регулировки громкости звуковых сигналов R-зубца ЭКГ и клавиатуры	есть			
Разрешение печати	8 точек/мм поперек бумаги и 64 точки/мм вдоль бумаги при скорости 25 мм/сек			
Дополнительная упаковка	требуется			
Диагональ экрана	141 мм			
Количество изделий в упаковке	1			
Объем	0.02252 м.куб.			
Фильтры	антитреморный, фильтр сетевого напряжения и антидрейфовый фильтр без искажения положения ST сегмента			
Электропитание	от сети переменного тока: 100-240\50 или 60 ВГц			
Измерение ЧСС	до 300 ударов в минуту			
Мощность, ВА	до 30			
Электропитание от встроенной батареи, В	7,4			
Электробезопасность	класс II, тип CF			
Возможность подключения к ПК	Да			
Временная константа, с	$\geq 3,2$			
Размер экрана	116×88 мм,с разрешающей способностью 640х480 точек			
Скорость подачи бумаги, мм/с	5; 10; 12,5; 25; 50 мм/с			
Размер бумаги, мм/м	110х30			
Тип бумаги	рулон или Z-fold бумага			
Диапазон входных напряжений, мВ	0,03-10			
Входной импеданс, МОм	10			
Экран	цветной TFT дисплей со светодиодной подсветкой			
Каналы	12			
Габариты	в упаковке: 0,4х0,3х0,19 м			
Бренд	<u>МОНИТОР</u>			

	Длина250 мм Весне более 4 кг; в упаковке: 4.5 кг Гарантия1 год Отведения12 Чувствительность2,5; 5; 10; 20; 40 мм\мВ Время работы от аккумулятора3 ч Режимы работыавтоматический\ручной Напряжение внутренних шумов, приведённое ко входу, не более, мкВ20 Возможность питания от сети автомобиляДа Ширина174 мм Высота63 мм Комплектация блок электрокардиографический с экраном 141 мм по диагонали кабель электродный блок сетевой комплект ЭКГ электродов гель электродный термобумага руководство по эксплуатации встроенный аккумулятор в наличии имеется										
4	SD карта 2 GB из комплекта Электрокардиограф BTL-08 Технические параметры <table><tr><td>Габаритные размеры</td><td>32 x 24 мм</td></tr><tr><td>Поколение карты</td><td>SD</td></tr><tr><td>Объем памяти</td><td>2 Гб.</td></tr></table>	Габаритные размеры	32 x 24 мм	Поколение карты	SD	Объем памяти	2 Гб.	шт	1	55000	55000
Габаритные размеры	32 x 24 мм										
Поколение карты	SD										
Объем памяти	2 Гб.										
5	Бумага ЭКГ 110 x 30 x 12 вн	шт	50	1500	75000						
6	МОНИТОР ФЕТАЛЬНЫЙ СЕРИИ FC, МОДЕЛЬ FC 1400 (BIONET CO.LTD., ЮЖНАЯ КОРЕЯ) Установка оборудования, доставка и обучение персонала на рабочем месте в течение 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию 1. Фетальный монитор FC14001 2. Ультразвуковой датчик2 3. Датчик маточных сокращений1 4. Маркер событий1 5. Бумага для устройства регистрации данных2 6. Адаптер и кабель электропитания1 7. Гель1 8. Пояс для фиксации датчиков3	шт	1	4850000	4850000						

	Отображает сердечный ритм плода (FHR), Активность матки (UC) и движения плода (FM) Определяет состояние плода при одноплодной и двуплодной беременности Автоматическое обнаружение движения плода 800х480 цветной ЖК-дисплей сенсорный Функция тревоги при отклонении ЧСС плода Режим высокой скорости печати сохраненных данных Печать на диаграммной бумаге формата А4 и В5 Возможность использования бумаги для факса Легкий экранный доступ дисплея с функцией прокрутки Водонепроницаемые датчики 12- часовая память сохраненных данных Высокая точность с частотой 1 МГц Обновление программного обеспечения через RS- 232C Автоматический анализ СТГ Система удаленного мониторинга на 8 пациентов (опция) Встроенный 2-часовой аккумулятор (опция)				
7	Бумага ктг 152*25*12вн	шт	50	2500	125000
8	Спектрофотометр (с поверкой) Спектральный диапазон, нм 325-1000 Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки длин волн, нм ±2 Диапазон измерений спектрального коэффициента направленного пропускания, % 0...100 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений спектрального коэффициента направленного пропускания, % ±0,5 Уровень рассеянного света (при длине волны 340 нм), не более, % 0,3 Диапазон измерений оптической плотности, Б -0,3...3,0 Спектральная ширина щели, нм 4 Детектор Кремниевый фотодиод Лампа Галогеновая, 12 В, 20 Вт, цоколь G4 Кюветодержатель Для кювет типа СФ (12,5 мм) длиной оптического пути от 1 до 50 мм Время выхода спектрофотометра на рабочий режим, не более, мин 20 Дисплей ЖК-дисплей, 4-разрядный Габаритные размеры, мм 430×365×202 Масса, кг 7 Это фотометр видимого диапазона с ручной настройкой длины волны. Предназначен для измерений спектрального коэффициента направленного пропускания и оптической плотности прозрачных жидких сред в рабочем спектральном диапазоне, а также для определения концентраций веществ после построения градуировочного графика по стандартным растворам.	шт	1	1350000	1350000

	Длина волны устанавливается поворотом ручки. Диапазон установки: от 325 до 1020 нм. Значение длины волны будет видно на дисплее рядом с поворотной ручкой. Есть сервисный USB-порт, можно подключить прибор к компьютеру. Фотометр может работать в четырёх режимах: А — режим измерения оптической плотности раствора. Т — режим измерения коэффициента пропускания. С — режим расчёта концентрации по стандартным образцам. Ф — режим расчёта концентрации по градуировочным коэффициентам. Кюветы и кюветодержатель рассчитан на работу со стеклянными или кварцевыми кюветами стандарта СФ шириной 12,5 мм и длиной оптического пути от 1 до 50 мм. В стандартную комплектацию входит 4-позиционный кюветодержатель. Дополнительно можно приобрести 3-позиционный кюветодержатель стандарта КФК, тогда можно будет работать со стеклянными или кварцевыми кюветами типа КФК шириной 24 мм и длиной оптического пути от 1 до 100 мм. Комплектация Сам спектрофотометр и кабель питания к нему. 4-позиционный кюветодержатель типа СФ. Стеклянные кюветы СФ (12,5 мм) с длиной оптического пути 10 мм — 4 шт. Паспорт и руководство пользователя.				
9	Кабель пациента, 5 проводов из комплекта Электрокардиограф BTL-08 Holter	шт	1	335000	335000
10	Нифедипин 10 мг	таб	500	9,44	4720

Главный врач



Ршимбетов М.К