

Приглашение №15

КГП на ПХВ «Жанакорганская межрайонная больница» приглашает Вас принять участие в государственных закупках лекарственных средств, изделий медицинского назначения, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования способом порядок осуществления закупки способом запроса ценовых предложений в соответствии с главой 10 постановления Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации и проведения лекарственных средств, изделий медицинского назначения, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования от 30 октября 2009 года №1729. Закупаемые товары приложение №1.



В случае согласия Вам необходимо предоставить ценовое предложение глава 10 настоящих правил по адресу Кызылординская область, пос. Жанакорган, ул. Абдолла Алтый Сулеймен №1А 3 этаж, каб №328 до 10.00 часов 31.05.2021г.



Главный врач





Шорабаев Я.К.

Приложение №2

Наименование	Описание	ед. изм.	цена за ед. в тг.	кол-во	Сумма в тг.
1 	Датчик кислородный для закрытой системы аппарата искусственной вентиляции лёгких Bellavista Напряжение: 9 – 15,5 mV; Рабочая температура: 5 – 40 °C; Температура хранения: -15 – 50 °C; Диапазон измерений: 0 – 100 % O2; Линейность: ± 1%; Габариты: длина – 41мм, диаметр – 27 мм, резьба M16. Разъем для подключения: 3 pin, Molex. Срок службы: 12 месяцев; Электрохимический, бесвинцовый датчик кислорода для вентиляторов bellavista. Должен быть произведен и рекомендован производителем аппарата ИВЛ Bellavista, замена должна проводиться сертифицированным инженером от завода производителя	шт.	373 000	1	373 000
2 	Сервисный набор для закрытой системы аппарата искусственной вентиляции лёгких Bellavista. Набор предназначен для ежегодного технического обслуживания систем Bellavista. Состав: Фильтр турбины 12 шт., Фильтра охлаждающего вентилятора 12 шт. Должен быть произведен и рекомендован производителем аппарата ИВЛ Bellavista, замена должна проводиться сертифицированным инженером от завода производителя	набор	477 000	1	477 000
3	Аккумуляторные батареи для закрытой системы аппарата искусственной вентиляции лёгких Bellavista Артикул 030.811.020 Тип аккумулятора: Литий-ионная (Li-Ion). Напряжение: 14,4 В, ток переменный.	компл	789 000	1	789 000

	Сборка из 12 элементов. Емкость: 6.45 А·ч. Элементы защиты: - термовыключатели (предохранение от перегрева АКБ); - самовосстанавливающийся предохранитель; - негативный термистор 100 кОм. Габариты: 75 x 72 мм x 57 мм. Вес: 565 г. Количество в комплекте: 2 шт./компл. Должен быть произведен и рекомендован производителем аппарата ИВЛ Bellavista, замена должна проводиться сертифицированным инженером от завода производителя		
Контур пациента в комплекте для взрослых с подогревом: система дыхательных трубок с согласующими адаптерами и коннекторами, влагосборником 	Контур пациента для закрытой системы аппарата искусственной вентиляции лёгких Bellavista Описание: Контур пациента для взрослых с подогревом для аппаратов ИВЛ “Состав: 1. трубка гофрированная с линией подогрева, портом измерения температуры (линия вдоха). Длина – 1500 мм, диаметр трубки – 22 мм. Материал: Пластик, металл2. трубка гофрированная (линия вдоха). Длина – 600 мм, диаметр трубки – 22 мм. Материал: Пластик. 3. трубка гофрированная (линия вдоха). Длина – 600 мм, диаметр трубки – 22 мм. Материал: Пластик. 4. трубка гофрированная (линия вдоха). Длина – 450 мм, диаметр трубки – 22 мм. Материал: Пластик. 5. коннектор угловой. Диаметр (вн./внеш) 15/22 мм - 22/-- мм. Материал: PSU 6. коннектор. Диаметр (вн./внеш) --/15 мм - 15/22 мм. Материал: PSU. 7. Y-коннектор. Диаметр (вн./внеш) --/10 мм - 15/-- мм. Материал: PSU. 8. влагосборник. Диаметр (вн./внеш) 22/-- мм - 22/-- мм. Материал: PSU. 9. коннектор. Диаметр (вн./внеш) --/22 мм - --/11-13 мм. Материал: PSU. Банка увлажнителя с объемом 440 мл, для заполнения, с двумя выходами для соединения с контурами (вдох-выдох) с линией для самозаполнения портом для введения препаратов Индивидуально упаковано. Для разового применения. Контур пациента для взрослых должна быть рекомендован производителем	шт 33 000 10 330 000	

5	 Датчик потока неонатальный, одноразовый	аппарата Датчик потока неонатальный, одноразовый для закрытой системы аппарата искусственной вентиляции лёгких Bellavista iFlow 40S. Наименование: Датчик потока для детей и взрослых. Рабочая температура: 5 – 40 °C; Температура хранения: -15 – 50 °C; Диаметр разъемов: от аппарата – 22M/15F мм, от пациента – 15M. Диапазон измерения: 0 – 180 л/мин. Мертвая зона: 10,3 мл. Материал: пластик, полиэстер. Без латекса. Длина измерительной линии: 1,95 м. Вес тела пациента: от 250 г. Вес датчика: 73 г. Индивидуально упаковано. Одноразовый. (уп./10 шт.) Должен быть произведен и рекомендован производителем замена должна проводиться сертифицированным инженером от завода производителя	шт	53 000	1	53 000
6	 Увлажнитель	Увлажнитель VNB10A для закрытой системы аппарата искусственной вентиляции лёгких Bellavista Режимы работы: инвазивный, неинвазивный (масочный). Возможность применения дыхательных контуров с нагревательной проволокой, а также дыхательных контуров без нагревательной проволоки. Напряжение питания: 220-240 В, переменный ток, 50/60 Гц; Напряжение линии подогрева: 24 В, постоянный ток. Максимальная мощность: 80 ВА $\pm$15%; Защита от перегрева (температура отключения): 118° $\pm$7 °C. Максимальная мощность тока: 0,6 А. Номинальный поток: 5 – 60 л/мин. Диапазон температур: инвазивный режим 35 – 40 °C со стороны пациента (39°C по умолчанию), неинвазивный режим 30 – 37 °C со стороны пациента (34°C по умолчанию). Диапазон измеряемых температур на температурных датчиках: 0 – 150 °C (точность 0,5 °C). Температура воды в резервуаре: 45 – 80 °C. Габариты (без резервуара для воды): (ВхШхГ) 159мм x 150мм x 204 мм Вес: 1,9 кг. Должен быть произведен и рекомендован производителем, замена должна проводиться сертифицированным инженером от завода производителя	шт	497 000	1	497 000

7	Обновление программного обеспечения № 4.3.260.0 (апгрейд)	Обновление программного обеспечения (апгрейд) для бесперебойной работы аппарата ИВЛ Bellavista	Бесплатно	1	Бесплатно
ИТОГО: 2 519 000гг.					

Перечень работ по сервисному обслуживанию аппарата ИВЛ "Bellavista 1000 / 1000e"

Проводятся следующие мероприятия 1 раз в год:

1. Замена фильтра турбины
2. Замена фильтра охлаждающего вентилятора.
3. Обновление программного обеспечения (при наличии обновленной версии ПО).
4. Замена аккумуляторных батарей.
5. Замена датчика кислорода.
6. Калибровка кислородного датчика.
7. Замена датчика потока неонатального
8. Калибровка смесителя газозадушной смеси (блендера).
9. Чистка внутренней части аппарата.
10. Калибровка датчика потока неонатального
11. Инсталляция увлажнителя
12. Верификационные тесты аппарата.

Сервисное обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами в соответствии с Приказом Министра здравоохранения РК от 15 декабря 2020 года № КР ДСМ-273/2020. В соответствии с пунктом 52) статьи 7 Кодекса РК от 07 июля 2020 года. «О здоровье народа и системе здравоохранения» утверждены правила осуществления сервисного обслуживания медицинских изделий в РК «Сервисное обслуживание медицинской техники в гарантийный и послгарантийный период является обязательным условием ее безопасной эксплуатации».

Имеется сертифицированный сервис-инженер, обученный на заводе производителя для проведения сервисного обслуживания аппаратов ИВЛ.

Обновление программного обеспечения (апгрейд) для бесперебойной работы аппарата ИВЛ Bellavista – Бесплатно.

Срок начала оказания услуг в течение 15 дней после заключения договора.